


Thrombozytenfunktion - PFA-200 - Anforderung

1 EDTA- + 2 Gerinnungsröhrchen a 3,5ml

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 80%; margin: auto;"> <h2 style="margin: 0;">Patientenetikett</h2> </div>	Abnahmedatum: <input style="width: 30px;" type="text"/> . <input style="width: 30px;" type="text"/> . <input style="width: 30px;" type="text" value="20"/> Abnahmezeit: <input style="width: 30px;" type="text"/> : <input style="width: 30px;" type="text"/>
Probennummer/Labor <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 80%; margin: auto; text-align: center;"> Feld nicht beschriftet </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Einsender (Station):</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>Rückruf unter:</p> <p>Faxnummer:</p> </div>

Therapie mit

<input type="radio"/> 100mg Aspirin 1x1 [Col/ Epi +Col/ ADP]	seit	Loadingdosis von mg am
<input type="radio"/> 75 mg Clopidogrel 1x1 [P2Y]	seit	Loadingdosis von mg am
<input type="radio"/> 10mg Prasugrel 1x1 [P2Y]	seit....	Loadingdosis von mg am
<input type="radio"/> 90mg Ticagrelor 2x1	seit....	Loadingdosis von mg am

Klinische Angaben

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der zwischen 15:00 Uhr und 08:00 Uhr erhobenen Messergebnisse erst am folgenden Arbeitstag medizinisch validiert werden können.